

1-delig Aurum® Plus

Colostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Het Dual-Carb® 2 filter is een speciaal samengesteld koolstoffilter, ontworpen om geur te absorberen en gas door het filter te laten stromen om kans op ballooning te verkleinen
- ✓ Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue





Product	Maat	Per doos	Mini Zwart	Midi Zwart	Maxi Zwart
Aurum Plus Zwart	13 mm	30	X1C1A11s (tot 50 mm bij 70 mm)	X1C1A12s (tot 60 mm bij 80 mm)	X1C1A13s (tot 60 mm bij 80 mm)
	20 mm	30	-	X1C1A1220	X1C1A1320
	25 mm	30	-	X1C1A1225	X1C1A1325
	29 mm	30	-	X1C1A1229	X1C1A1329
	32 mm	30	-	X1C1A1232	X1C1A1332
	35 mm	30	-	X1C1A1235	X1C1A1335
	38 mm	30	-	X1C1A1238	X1C1A1338
	44 mm	30	-	X1C1A1244	X1C1A1344

X Export - 1 Aurum Plus - C Closed - 1 1-delig - A vlak -
11 Mini Zwart (maat en kleur zakje) - s stansmaat

Product	Maat	Per doos	Mini Zand	Midi Zand	Maxi Zand
Aurum Plus Zand	13 mm	30	X1C1A21s (tot 50 mm bij 70 mm)	X1C1A22s (tot 60 mm bij 80 mm)	X1C1A23s (tot 60 mm bij 80 mm)
	20 mm	30	-	X1C1A2220	X1C1A2320
	25 mm	30	-	X1C1A2225	X1C1A2325
	29 mm	30	-	X1C1A2229	X1C1A2329
	32 mm	30	-	X1C1A2232	X1C1A2332
	35 mm	30	-	X1C1A2235	X1C1A2335
	38 mm	30	-	X1C1A2238	X1C1A2338
	44 mm	30	-	X1C1A2244	X1C1A2344
		Maat	Per doos		Midi Trans
	13 mm	30	-	X1C1A32s (tot 60 mm bij 80 mm)	X1C1A33s (tot 60 mm bij 80 mm)

X Export - 1 Aurum Plus - C Closed - 1 1-delig - A vlak
21 Mini Zand (maat en kleur zakje) - s stansmaat

T: +32 (0)784 82872, E: info@welland.be of **WhatsApp (gratis):** +31 6 305 82369

Volg Welland op Facebook of Instagram voor alle laatste ontwikkelingen!

www.facebook.com/WellandBE www.instagram.com/wellandnederland