

# Flair Active® Kinder- en fistelzakjes Aurum® Ileostomie Mini




## ZenZipp Fistel- en Wondmanager



**Comfortabel en huidvriendelijk stomazakje  
voor kinderen!**


# Flair Active® Kinder- en fistelzakjes Aurum® Ileostomie Mini



Geen startopening,  
huidplaat uitknipbaar  
30 x 40 mm



Transparante  
voorkant, zachte  
non-woven  
achterkant




Dual-Carb® 2 filter




Zacht kraantje


Product	Maat	Per doos	Transparant
Kinder- en fistelzakjes Small	30 x 40 mm	10	NOP700 (geen startopening)



Geen startopening,  
huidplaat uitknipbaar  
50 x 70 mm



Voorzien van  
kijkvenster



Dual-Carb® 2 filter



Dubbele sluiting,  
leggen met een lipje  
of zacht kraantje

Product	Maat	Per doos	Beige
Kinder- en fistelzakjes Medium	50 x 70 mm	10	SOP500 (geen startopening)



T: +32 (0)784 82872, E: info@welland.be of WhatsApp (gratis): +31 6 305 82369

Volg Welland op Facebook of Instagram voor alle laatste ontwikkelingen!



[www.facebook.com/WellandBE](https://www.facebook.com/WellandBE)



[www.instagram.com/wellandnederland](https://www.instagram.com/wellandnederland)


# Flair Active® Kinder- en fistelzakjes Aurum® Ileostomie Mini



Geen startopening,  
huidplaat uitknipbaar  
40 x 70 mm



Zacht kraantje




Dual-Carb® 2 filter

Product	Maat	Per doos	Transparant
Kinder- en fistelzakjes	40 x 70 mm	15	PFV700-15 (geen startopening)
Kinder- en fistelzakjes	40 x 70 mm	30	PFV700 (geen startopening)



Ovale huidplaat  
uitknipbaar  
50 x 70 mm



Voorzien van  
kijkvenster



Dual-Carb® i met  
PTFE®-membraan



Gemakkelijk te legen  
met behulp van  
het lipje

Product	Maat	Per doos	Mini Beige
Aurum®	50 x 70 mm	30	MHD5513 (startopening 13 mm)



T: +32 (0)784 82872, E: [info@welland.be](mailto:info@welland.be) of **WhatsApp (gratis):** +31 6 305 82369

Volg Welland op Facebook of Instagram voor alle laatste ontwikkelingen!



[www.facebook.com/WellandBE](https://www.facebook.com/WellandBE)



[www.instagram.com/wellandnederland](https://www.instagram.com/wellandnederland)

# ZenZipp Fistel- en Wondmanager



Flexibele en huid-  
vriendelijke huidplaat



Verkrijgbaar met  
uniek werkluk,  
zipper



Steriel en voorzien  
van een geïntegreerd  
ventiel



Dubbele sluiting,  
leggen met sluiting of  
zacht kraantje

Product	Per doos	Artikelcode
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 50 x 30 mm met startopening zonder zipper	10	ZZ050030N
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 110 x 75 mm met startopening	10	ZZ110075
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 110 x 75 mm met startopening zonder zipper	10	ZZ110075N